

One Coat **Bond SL**

Инструкция по применению

RU

Описание

One Coat Bond SL представляет собой светоотверждаемый, многофункциональный, однокомпонентный адгезив для техники адгезивной реставрации.

Состав

Метакрилаты
Фотоинициаторы
Метакрилованный полиалкеноат

Показания

Область применения One Coat Bond SL:

- Адгезивная фиксация реставраций из композитов и компомеров
- Бондинг не прямых реставраций (вкладыш, накладок, виниров и коронок) из керамики или композита
- Бондинг композита к керамике, композиту, металлам и амальгаме
- Герметизация дентина

Противопоказания

Подтверждённая гиперчувствительность к компонентам One Coat Bond SL.
Неудовлетворительная гигиена полости рта. Невозможность обеспечения сухости рабочей области.

Побочные эффекты

Компоненты One Coat Bond SL могут вызывать чувствительность у предрасположенных людей.

Взаимодействия

Не допускать контакта One Coat Bond SL с фенолсодержащими материалами и другими веществами, ингибирующими полимеризацию (например, цинк-оксид эвгенола).

Нанесение

- **Прямое пломбирование**
- **Бондинг вкладок, накладок, виниров и коронок**
- **Бондинг к другим материалам**

1. Препарирование полости

В соответствии с принципами техники адгезивной реставрации.

Для защиты пульпы необходимо нанести защитную подкладку из цемента на основе гидроксида кальция на точку, максимально близкую к пульпе. Ещё раз финируйте поверхность эмали алмазным бором.

Для изоляции рекомендуется использовать коффердам (напр., фирмы HYGENIC/ROEKO).

2. Кондиционирование

Нанесите травящий гель на основе фосфорной кислоты (напр., Etchant Gel S) на

эмаль и дентин согласно инструкции производителя по применению. Затем тщательно промойте водой до полного удаления всех остатков. Просушите полость воздухом без содержания масел.

Важно: не пересушивайте дентин.

3. Нанесение

Отмерьте одну каплю One Coat Bond SL в блок для замешивания и внесите на полость одноразовой стоматологической щёткой. Втирайте в поверхность в течение 20 с и аккуратно просушите воздухом без содержания масел. Фотополимеризуйте в течение 30 с (галогенным или светодиодным полимеризатором с интенсивностью света ≥ 800 мВт/см²). При более низкой интенсивности время экспозиции соответственно увеличивается.

Примечание: не допускайте прикосновения к адгезиву. Это может ухудшить прочность адгезии.

4. Композиты, компомеры и другие материалы

Используйте согласно инструкции по применению, предложенной производителем.

Важно: при полимеризации One Coat Bond SL необходимо обеспечить проникновение достаточного количества света через всю реставрацию. В соответствии с указаниями производителя.

Меры неотложной помощи, симптомы и антидоты

В случае прямого контакта со слизистой полости рта просто промойте водой. При попадании в глаза тщательно промойте их водой. Обратитесь за медицинской помощью для обследования и назначения лечения.

Примечания

Предназначен для продажи только стоматологам, зубным техникам или по их указанию.

Хранить в недоступном для детей месте! Утилизировать только полностью пустые упаковки.

Срок годности и маркировка

Срок годности и номер серии [LOT] указаны на контейнерах и наружной упаковке.

Не использовать продукт после истечения срока годности.

Хранение

Хранить при температуре 4 – 23 °C / 39 – 73 °F.

Беречь от воздействия прямого солнечного света и других источников тепла.

Рекомендации по гигиене

Для поддержания необходимого уровня гигиены при использовании One Coat Bond SL соблюдайте следующие рекомендации:

- Меняйте аппликаторы после каждого пациента.
- закрывайте флакон сразу после использования. Очистка выполняется стандартными дезинфектантами.

Дата выпуска инструкции по применению

07-2017

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06296 от 02 марта 2010

Glossary

 **Consult instructions for use**

 **Keep away from sun light**

 **Temperature limitation**

 **Notified body registration number**

 **Identification for Russia**

 **Legal manufacturer**

 **Expiry date**

For SDS contact

msds@coltene.com

 0123

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**