

Оптимизирован для создания надежной связи между фарфоровыми и металлическими каркасами из драгоценных металлов.*

* Недрагоценные сплавы, такие как Co-Cr и Ni-Cr, и полудрагоценные сплавы, содержащие 75-85% палладия, которые также содержат медь.

- Высокопрочное соединение с драгоценными сплавами*
- Минимизирует образование черных линий, которые появляются у краев металлических каркасов
- Эффективно снимжает вероятность желтой или зеленой дисколорации керамики после обжига

Обзор методики¹⁾

При использовании с металлическим каркасом

- 1 Подготовьте металлический каркас согласно инструкции, прилагаемой к сплаву.
- 2 Нанесите тонкий слой NP Bonder на сухую поверхность металлического каркаса и втирайте его.
- 3 Наносите NP Bonder до покрытия 70% поверхности металла, затем проведите обжиг.
- 4 После обжига нанесите²⁾ другой выбранный слой пастообразного опака, модификатора или их смесь. Полностью покройте металл и проведите второй обжиг.
- 5 Нанесите²⁾ дентин и другие типы керамики.

1) Подробная информация представлена в технической инструкции Noritake Super Porcelain EX-3

2) Перед нанесением керамики обязательно очистите металлический каркас в воде при помощи ультразвукового очистителя или при помощи пара. В очистке нуждается как внешняя, так и внутренняя поверхность каркаса. Сделайте это прежде чем высушивать каркас сжатым воздухом.



Подготовка
каркаса

wash-нанесение

После
wash-нанесения

Первый обжиг

Второй обжиг

Нанесение
дентина

Программа обжига

Программа обжига такая же, как и у всех пастообразных опаков.

Время высыхания (min)	Нижний порог температуры (°C/°F°)	Старт вакуума (°C/°F°)	Шаг подъема температуры (°C/°F°/min)	Уровень вакуума (kPa/cmHg/ inchesHg)	Отключение вакуума (°C/°F°)	Максимальная температура (°C/°F°)	Время выдержки (в воздухе) (min)	Время охлаждения (min)
8	500/932	500/932	65/117	96/72/29	980/1796	980/1796	1	0



Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

- Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Цвет на печатной продукции может немного отличаться от реального цвета.